

GUIDE DE COMMANDE

3M Zéta+ Série HT

Gamme	Diamètre	Description de la cartouche	Type de Joint	Grade	Formulation	Seuil nominal
Z	08	P - Plug in 7 lentilles 0,30 m ²	Standard : A = Silicone	003	HT	5μ
		D - Standard 8 lentilles 0,35 m ²				
Z	12	C - Small 9 lentilles 1,0 m ²	Standard : D = Nitrile	8	HT	2μ
		B - Spécial precoat 12 lentilles 1,35 m ²				
		D - Standard 16 lentilles 1,80 m ²				
		S - Spécial 7 lentilles 0,80 m ²				
Z	16	M - Standard avec fillet 14 lentilles 3,45 m ²	Option : A = Silicone B = Fluorocarbone C = Ehylène Propylène	015	HT	1,5μ
		D - Standard sans fillet 15 lentilles 3,70 m ²				
		S - Spécial precoat 9 lentilles 2,25 m ²				
Z	16	M - Standard avec fillet 14 lentilles 3,45 m ²	Option : A = Silicone B = Fluorocarbone C = Ehylène Propylène	050	HT	0,8μ
		D - Standard sans fillet 15 lentilles 3,70 m ²				
		S - Spécial precoat 9 lentilles 2,25 m ²				
Z	16	M - Standard avec fillet 14 lentilles 3,45 m ²	Option : A = Silicone B = Fluorocarbone C = Ehylène Propylène	080	HT	0,3μ
		D - Standard sans fillet 15 lentilles 3,70 m ²				
		S - Spécial precoat 9 lentilles 2,25 m ²				
Z	16	M - Standard avec fillet 14 lentilles 3,45 m ²	Option : A = Silicone B = Fluorocarbone C = Ehylène Propylène	150	HT	0,1μ
		D - Standard sans fillet 15 lentilles 3,70 m ²				
		S - Spécial precoat 9 lentilles 2,25 m ²				

Figure 6
Seuils de rétention Zeta Plus par grade

