

GUIDE DE COMMANDE

Maximizer Zéta+

Gamme	Diamètre	Description de la cartouche	Type de Joint	Grade Qualifiant	Formulation	Grade de Préfiltration
Z	08	P - Plug in 7 lentilles 0,30 m ²	Standard : A = Silicone	01C 03 - 003HT 10 - 8HT 30 - 015HT 50 - 050HT 80 - 080HT 150 - 150HT	MH	01 02 03 05 07 08
		D - Standard 8 lentilles 0,35 m ²				
Z	12	C - Small 9 lentilles 1,0 m ²	Standard : D = Nitrile			
		B - Spécial precoat 12 lentilles 1,35 m ²				
		D - Standard 16 lentilles 1,80 m ²				
		S - Spécial 7 lentilles 0,80 m ²				
Z	16	M - Standard avec fillet 14 lentilles 3,45 m ²	Option : A = Silicone B = Fluorocarbone C = Ehyène Propylène			
		D - Standard sans fillet 15 lentilles 3,70 m ²				
		S - Spécial precoat 9 lentilles 2,25 m ²				