



Biotechnologies

Solution de remplissage sécurisé pour poche grand volume

A la demande de ces clients, ALISMA FILTRATION, a développé un kit complet de poche grand volume avec filtration stérile au remplissage. Ce kit prêt à l'emploi, est livré ionisé gamma.



kit poche 1000l + filtre stérile (ensemble ionisé gamma)

Poche et container :

Notre fournisseur CHEP a conçu une poche multicouche dont les matériaux sont conformes aux dispositions Européennes et certifiés FDA. Cette poche de 1000l prend place dans un container, chaque poche est équipée d'une vanne stérilisable vapeur et d'un dispositif d'inviolabilité unique.



poche placé dans le fond du container, remplissage par le bas

Filtre stérile :

la société 3M Purification (Cuno) fourni le filtre stérile 0.2 μ . Cette capsule de la gamme biopharma type Lifeassure PDA est une robuste membrane stérilisante en polyéthersulfone. Ce filtre stérile répond aux critères de qualité et sécurité biologiques les plus strictes (USP classe VI, FDA, CFR21).



Assemblage du kit /conditionnement / ionisation gamma / logistique/ traçabilité :

L'ensemble de ces prestations est assuré par Alisma Filtration.

- Ionisation gamma avec certificat de dose reçu
- Conditionnement individuel par kit
- No de lot unique par kit, pour une meilleure traçabilité